

## Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

### 1 Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

- **Identifikacijska oznaka proizvoda**
- **Naziv proizvoda:** *Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)*
- **Šifra proizvoda:** SDS 517-001.01R01, 1007942, 5194-US
- **Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**  
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Uporaba tvari/pripravaka** Profesionalni gel za izbjeljivanje zubi
- **Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**
- **Proizvođač/uvoznik/distributer:**  
Ultradent Products Inc.  
505 W. Ultradent Drive (10200 S)  
South Jordan, UT 84095-3942  
SAD  
onlineordersupport@ultradent.com
- **Odgovorna osoba EK**  
Ultradent Products GmbH  
Am Westhover Berg 30  
51149 Köln Njemačka  
E-pošta: infoDE@ultradent.com  
Uredski telefon: +49(0)2203-35-92-0
- **Daljnje informacije se mogu nabaviti:** Customer Service
- **Broj telefona za izvanredna stanja**  
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300  
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

### 2 Identifikacija opasnosti

- **Razvrstavanje tvari ili smjese**
- **Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**



GHS07

Nadraž. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

- **Elementi označivanja**
- **Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008**  
Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.
- **Piktogrami opasnosti** GHS07
- **Oznaka opasnosti** Upozorenje
- **Oznake upozorenja**  
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- **Oznake obavijesti**  
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu  
P102 Čuvati izvan dohvata djece.  
P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute.  
P264 Nakon uporabe temeljito oprati.  
P280 Nosite zaštitu za oči / zaštitu za lice.

(Nastavak na strani 2)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)**

(Nastavak sa strane 1)

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

### 3 Sastav/informacije o sastojcima

· **Smjese**

· **Opis:** Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

· **Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 56-81-5   | Glycerin<br>Tvar za koju je predviđena određena granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >20-<40%         |
| 7722-84-1 | Otopina vodikovog peroksida<br>⚠ Oks. tek. 1, H271; ⚠ Nagriz. koža 1A, H314; ⚠ Ak. toks. 4, H302; Ak. toks. 4, H332<br>Specifične granice koncentracije: Oks. tek. 1; H271: $C \geq 70 \%$<br>Oks. tek. 2; H272: $50 \% \leq C < 70 \%$<br>Nagriz. koža 1A; H314: $C \geq 70 \%$<br>Nagriz. koža 1B; H314: $50 \% \leq C < 70 \%$<br>Nadraž. koža 2; H315: $35 \% \leq C < 50 \%$<br>Ozlj. oka 1; H318: $C \geq 8 \%$<br>Nadraž. oka 2; H319: $5 \% \leq C < 8 \%$<br>TCOJ 3.; H335: $C \geq 35 \%$ | $\leq 15\%$      |
| 1310-58-3 | kalijev hidroksid<br>⚠ Nagriz. koža 1A, H314; ⚠ Ak. toks. 4, H302<br>Specifične granice koncentracije: Nagriz. koža 1A; H314: $C \geq 5 \%$<br>Nagriz. koža 1B; H314: $2 \% \leq C < 5 \%$<br>Nadraž. koža 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2 \%$<br>Nadraž. oka 2; H319: $0,5 \% \leq C < 2 \%$                                                                                                                                                                                                           | $\geq 2-<5\%$    |
| 7758-11-4 | Dipotassium Phosphate<br>⚠ Ak. toks. 3, H331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >1-<5%           |
| 8006-90-4 | Oils, Peppermint<br>⚠ Aspir. toks. 1., H304; ⚠ Kron. toks. vod. okol. 2., H411; ⚠ Nadraž. koža 2., H315; Nadraž. oka 2, H319; Derm. senz. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\geq 0,25-<1\%$ |

· **Dodatne informacije:** Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

### 4 Mjere prve pomoći

· **Opis mjera prve pomoći**

· **Nakon udisanja:** Dotok svježeg zraka, u slučaju smetnji potražiti liječničku pomoć.

· **Nakon dodira s kožom:** Proizvod općenito ne nadražuje kožu.

· **Nakon dodira s očima:**

Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.

· **Nakon gutanja:** U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.

· **Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· **Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

HR

(Nastavak na strani 3)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)

(Nastavak sa strane 2)

## 5 Mjere za suzbijanje požara

- **Sredstva za gašenje**
- **Prikladna:** Uskladiti mjere gašenja požara s okolinom.
- **Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Savjeti za gasitelje požara**
- **Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

## 6 Mjere kod slučajnog ispuštanja

- **Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja** Nepotrebno
- **Mjere zaštite okoliša**  
Razrijediti s mnogo vode.  
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
- **Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**  
Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).
- **Uputa na druge odjeljke**  
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.  
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.  
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

## 7 Rukovanje i skladištenje

- **Mjere opreza za sigurno rukovanje** Pogledajte oznake na proizvodu
- **Upute za zaštitu od požara i eksplozije:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
- **Skladištenje:**
- **Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:** Nema posebnih zahtjeva.
- **Upute za zajedničko skladištenje:** Nepotrebno.
- **Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:** Spremnici moraju biti nepropusno zatvoreni.
- **Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

## 8 Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

- **Nadzorni parametri**

- **Nadzor izloženosti na radnom mjestu:**

56-81-5 Glycerin

GVI Dugotrajna vrijednost: 10 mg/m<sup>3</sup>

7722-84-1 Otopina vodikovog peroksida

GVI Kratkotrajna vrijednost: 2,8 mg/m<sup>3</sup>, 2 ppm  
Dugotrajna vrijednost: 1,4 mg/m<sup>3</sup>, 1 ppm

1310-58-3 kalijev hidroksid

GVI Kratkotrajna vrijednost: 2 mg/m<sup>3</sup>

- **Dodatne informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

- **Nadzor nad izloženošću**
- **Prikladan tehnički nadzor** Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

(Nastavak na strani 4)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)

(Nastavak sa strane 3)

- **Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**
- **Opće zaštitne i higijenske mjere:**  
Držati dalje od živih namirnica, pića i krme.  
Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.  
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.  
Izbjegavati dodir s očima.  
Izbjegavati dodir s očima i kožom.
- **Zaštitu dišnog sustava** Nepotrebno.
- **Zaštita ruku:**



Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar / pripravak.

S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mješavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.

- **Materijal za rukavice**

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

- **Vrijeme prodiranja materijala za rukavice**

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

- **Zaštitu očiju/lica**



Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu

- **Zaštita tijela:** Radna zaštitna odjeća

## 9 Fizikalna i kemijska svojstva

- **Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

- **Opće informacije**

- **Agregatno stanje**

tekuć

- **Boja:**

Bijeli neprozirni

- **Miris:**

Kovnica

- **Prag mirisa:**

Nije određeno.

- **Talište/ledište:**

Neodređen.

- **Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja**

Neodređen.

- **Zapaljivost**

Nije primjenjiv.

- **Donja i gornja granica eksplozivnosti**

- **Donja:**

Nije određeno.

Gornja:

Nije određeno.

- **Plamište:**

Nije primjenjiv.

- **Temperatura raspadanja**

Nije određeno.

- **pH kod 20 °C**

5-7

- **Viskoznost:**

- **Kinematička viskoznost**

Nije određeno.

dinamička:

Nije određeno.

(Nastavak na strani 5)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)**

(Nastavak sa strane 4)

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · <b>Topljivost</b>                                                       |                                              |
| · <b>vodom:</b>                                                           | Može se u potpunosti miješati.               |
| · <b>Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)</b>  | Nije određeno.                               |
| · <b>Tlak pare:</b>                                                       | Nije određeno.                               |
| · <b>Gustoća i/ili relativna gustoća</b>                                  |                                              |
| · <b>Gustoća:</b>                                                         | Neodređen.                                   |
| · <b>Relativna gustoća</b>                                                | Nije određeno.                               |
| · <b>Gustoća pare</b>                                                     | Nije određeno.                               |
| · <b>Ostale informacije</b>                                               |                                              |
| · <b>Izgled:</b>                                                          |                                              |
| · <b>Oblik:</b>                                                           | Gel                                          |
| · <b>Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš</b>                     |                                              |
| · <b>Temperatura paljenja:</b>                                            | Proizvod nije samozapaljiv.                  |
| · <b>Eksplozivna svojstva:</b>                                            | Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda. |
| · <b>Promjena stanja</b>                                                  |                                              |
| · <b>Brzina isparavanja</b>                                               | Nije određeno.                               |
| · <b>Informacije o razredima fizikalne opasnosti</b>                      |                                              |
| · <b>Eksplozivni</b>                                                      | poništava                                    |
| · <b>Zapaljivi plinovi</b>                                                | poništava                                    |
| · <b>Aerosoli</b>                                                         | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajući plinovi</b>                                             | poništava                                    |
| · <b>Plinovi pod tlakom</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Zapaljive tekućine</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Zapaljive krute tvari</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Samoreagirajuće tvari i smjese</b>                                   | poništava                                    |
| · <b>Piroforne tekućine</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Piroforne krute tvari</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Samozagrijavajuće tvari i smjese</b>                                 | poništava                                    |
| · <b>Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove</b> | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajuće tekućine</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajuće krute tvari</b>                                         | poništava                                    |
| · <b>Organski peroksidi</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Tvari ili smjese nagrizajuće za metale</b>                           | poništava                                    |
| · <b>Desenzitirani eksplozivni</b>                                        | poništava                                    |

## 10 Stabilnost i reaktivnost

- **Reaktivnost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Kemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:** Ne rastvara se kod predviđene uporabe.
- **Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
- **Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Inkompatibilni materijali** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Opasni proizvodi raspadanja** Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

HR

(Nastavak na strani 6)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)

(Nastavak sa strane 5)

### 11 Toksikološke informacije

- Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksičnost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:

#### ATE (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)

|             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| Oralno      | LD50     | 2.356 mg/kg |
| Inhalativno | LC50/4 h | >33,6 mg/l  |

#### 56-81-5 Glycerin

|          |           |                                                                                               |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | LD50      | 7.750 mg/kg (Guinea pig)<br>4.100 mg/kg (mouse)<br>5.570 mg/kg (rat)<br>27.000 mg/kg (rabbit) |
|          | LC50 Fish | >5.000 mg/l (FSH)                                                                             |
| Dermalno | LD50      | >21.900 mg/kg (rat)<br>10.000 mg/kg (rabbit)                                                  |

#### 7722-84-1 Otopina vodikovog peroksida

|        |           |                 |
|--------|-----------|-----------------|
| Oralno | LC50 Fish | 16,4 mg/l (FSH) |
|--------|-----------|-----------------|

#### 1310-58-3 kalijev hidroksid

|        |           |                 |
|--------|-----------|-----------------|
| Oralno | LD50      | 214 mg/kg (rat) |
|        | LC50 Fish | 80 mg/l (FSH)   |

#### 7758-11-4 Dipotassium Phosphate

|             |          |                         |
|-------------|----------|-------------------------|
| Oralno      | LD50     | 4.260-5.700 mg/kg (rat) |
| Dermalno    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit)   |
| Inhalativno | LC50/4 h | >0,83 mg/l (rat)        |

#### 8006-90-4 Oils, Peppermint

|        |      |                                          |
|--------|------|------------------------------------------|
| Oralno | LD50 | 2.490 mg/kg (mouse)<br>2.426 mg/kg (rat) |
|--------|------|------------------------------------------|

- Primarno nadražujuće djelovanje:
- Nagrizanje/nadraživanje kože  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Mutageni učinak na zametne stanice  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksičnost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT – jednokratno izlaganje  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT – ponavljano izlaganje  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

(Nastavak na strani 7)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)**

(Nastavak sa strane 6)

· **Informacije o drugim opasnostima**

· **Svojstva endokrine disrupcije**

Nijedan sastojak nije na popisu

## 12 Ekološke informacije

· **Toksičnost**

· **Akvatična toksičnost:**

**56-81-5 Glycerin**

EC50 >10.000 mg/kg (BCT)

**7722-84-1 Otopina vodikovog peroksida**

EC50 1,38 mg/l (Alg)

2,4 mg/l (daphnia)

· **Postojanost i razgradivost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· **Bioakumulacijski potencijal** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· **Pokretljivost u tlu** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

· **Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

· **PBT:** Nije primjenjiv.

· **vPvB:** Nije primjenjiv.

· **Svojstva endokrine disrupcije** Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.

· **Ostali štetni učinci**

· **Daljnje ekološke upute:**

· **Opće upute:**

Klasa zagađenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagađuje vodu

Ne dopustiti da nerazrijeđen, odn. u većim količinama dopije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

## 13 Zbrinjavanje

· **Metode obrade otpada**

· **Preporuka:** Odložite sadržaj/spremnik u skladu s međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim pravilnicima

· **Europski katalog otpada**

HP8 Nagrizajuće

· **Onečišćena ambalaža:**

· **Preporuka:** Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

· **Preporučljivo sredstvo za čišćenje:** Voda, u datom slučaju uz dodatak sredstava za čišćenje.

## 14 Informacije o prijevozu

· **UN broj ili identifikacijski broj**

· **ADR, IMDG, IATA** poništava

· **Ispravno otpremno ime prema UN-u**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** poništava

· **Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **klasa** poništava

(Nastavak na strani 8)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)**

(Nastavak sa strane 7)

- |                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| · <b>Skupina pakiranja</b>                                                 |                  |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                   | poništava        |
| · <b>Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenjiv. |
| · <b>Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjiv. |
| · <b>UN "Regulacija modela":</b>                                           | poništava        |

### 15 Informacije o propisima

- Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

- **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

Nijedan sastojak nije na popisu

- **Direktiva 2004/42/EZ**

- **Direktiva 2012/18/EU**

- **Imena opasnih tvari – PRILOG I** Nijedan sastojak nije na popisu

- **UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII.** Uvjeti ograničenja: 3

- **Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II.**

Nijedan sastojak nije na popisu

- **UREDBA (EU) 2019/1148**

- **Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)**

7722-84-1 Otopina vodikovog peroksida

Granična vrijednost: >12-≤35 % ≤15%

- **Prilog II. - PREKURSORI EKSPLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI**

Nijedan sastojak nije na popisu

- **Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge**

Nijedan sastojak nije na popisu

- **Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja**

Nijedan sastojak nije na popisu

- **Procjena kemijske sigurnosti** Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

### 16 Ostale informacije

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- **Značenje oznaka upozorenja:**

H271 Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans

H272 Može pojačati požar; oksidans.

H302 Štetno ako se proguta.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

(Nastavak na strani 9)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 31.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 31.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence Go™ 15% Non-PF Bleaching Gel (Mint)**

(Nastavak sa strane 8)

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
 H331 Otrovno ako se udiše.  
 H332 Štetno ako se udiše.  
 H335 Može nadražiti dišni sustav.  
 H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

**· Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**

|                                      |                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teške ozljede oka/nadražujuće za oko | Klasifikacija smjese općenito se temelji na načinu izračuna primjenom podataka o tvari sukladno direktivi (EZ) br. 1272/2008. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**· Podaci Davatelj:** Environmental, Health, and Safety

**· Osoba za kontakt:** Customer Service

**· Skraćenice i kratice:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 NIOSH: National Institute for Occupational Safety  
 ATE: Acute toxicity estimate values (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)  
 Oks. tek. 1: Oksidirajuće tekućine – 1. kategorija  
 Ak. toks. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija  
 Ak. toks. 3: Akutna toksičnost – 3. kategorija  
 Nagriz. koža 1A: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 1A  
 Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2  
 Nadraž. oka 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija  
 Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija  
 Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije – 1. kategorija  
 Kron. toks. vod. okol. 2.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 2. kategorija

HR